

Team-100 Windows 團隊心率監視應用程式 下載流程

1、選擇需要適當人數的程式套件 (20、40、100 人組)


本案例以 20 人組應用程式為例。



2、應用程式下載流程



選擇此鍵回應電腦詢問




勾選“保留”回應電腦詢問。




電腦顯示“下載成功”


3、應用程式解壓縮流程



到電腦的下載區找到被下載的應用程式並點選



執行解壓縮



設定下載後的程式儲存位置 (由電腦自定則按確定)




解壓縮完成後電腦自動產生的“執行檔案夾”

4、執行檔拖曳到桌面



複製執行檔



貼上桌面

5、恭喜！你已完成解壓縮。

